

# NASAL SPECIMEN COLLECTION

COVID-19 Testing with Nucleic Acid Amplification (NAA)

The Test has been validated according to CLIA.  
Nucleic Acid Amplification(NAA)



Open the individual collection package that contains the swab and Viral Transport Medium tube. **Label the tube with your Name, Date of Birth, and Date of Collection.** Set the tube aside before beginning to collect the specimen.



Open the collection swab wrapper by peeling open the top of the wrapper. **Remove the swab**, taking care not to touch the tip of the swab or lay it down.



**Hold the swab in your hand**, placing your thumb and forefinger in the middle of the swab shaft across the scoreline.



**Tilt your head back 70 degrees.** While gently rotating the swab, insert swab less than one inch into nostril (until resistance is met at turbinates).



**Rotate the swab** several times against nasal wall and repeat in other nostril the same swab.



While holding the swab in the same hand, aseptically remove the cap from the tube. **Insert the swab into the tube** with the transport medium.



Identifying the scoreline, **break the swab shaft** against the side of the tube. If needed, gently rotate the swab shaft to complete the breakage. **Discard the top portion** of the swab shaft. Avoid splashing contents on the skin. Wash with soap and water if exposed.



**Replace the cap** onto the tube and close tightly. Place the tube inside the specimen bag along with your Req Form. Then place the specimen bag into the test kit, then place kit into UPS shipping bag. Ship via UPS on the same day the swab was collected.

***\*Do not forget to place the requisition form in your kit. If the specimen is received without a requisition form, it will not be processed\****

# COLECCION DE MUESTRAS NASALES

Prueba de COVID-19 con Amplificación de Acido Nucleico (NAA)

La Prueba ha sido validada según CLIA.

Amplificación de Acidos Nucleicos (NAA)



Abra el paquete de recolección individual que contiene el hisopo y el tubo del Medio de Transporte Viral. **Etiquete el tubo con su nombre, fecha de nacimiento y fecha de recolección.** Coloque el tubo a un lado antes de comenzar a recolectar la muestra.



Abra el envoltorio del hisopo de recolección despegando la parte superior del envoltorio. **Retire el hisopo**, teniendo cuidado de no tocar la punta del hisopo o dejarlo a un lado.



**Sostenga el hisopo en su mano**, colocando el pulgar y el índice en el centro del eje del hisopo a lo largo de la línea marcada.



**Incline la cabeza hacia atrás 70 grados.** Mientras gira suavemente el hisopo, inserte el hisopo menos de una pulgada en la fosa nasal (hasta que encuentre resistencia en los cornets).



**Rote el hisopo** varias veces contra la pared nasal y repita el mismo hisopo en la otra fosa nasal.



Mientras sostiene el hisopo con la misma mano, retire asepticamente la tapa del tubo. **Inserte el hisopo en el tubo** con el medio de transporte.



Identificando la línea marcada, **rompa el eje del hisopo** contra el costado del tubo. Si es necesario, gire suavemente el eje del hisopo para completar la rotura. **Deseche la parte superior** del eje del hisopo. Evite salpicar el contenido sobre la piel. Lavese con agua y jabón si esta expuesto.



**Vuelva a colocar la tapa** en el tubo y ciérrelo bien. Coloque el tubo dentro de la bolsa de muestras junto con su formulario de solicitud. Luego coloque la bolsa de la muestra en el kit de prueba, luego coloque el kit en la bolsa de envío de UPS. Envíe por UPS el mismo día en que se recogió el hisopo.

**\*No olvide colocar el formulario de solicitud en su kit.  
Si la muestra se recibe sin un formulario de solicitud, no se procesará.\***